



TUBOS DE ANÁLISIS DE MUESTRAS DE SANGRE



ROJO

- **ADITIVO:** No tiene
- Se obtiene **SUERO**
- **ANÁLISIS:** Bioquímica, serología y hematología



AMARILLO

- **ADITIVO:** Activador de la coagulación y gel separador.
- Se obtiene **SUERO**
- **ANÁLISIS:** Bioquímica, serología y hematología



GRIS

- **ADITIVO:** fluoruro sódico y oxalato potásico
- Se obtiene **SANGRE TOTAL ANTICOAGULADA**
- **ANÁLISIS:** Curvas de glucosa y lactosa.



VIOLETA

- **ADITIVO:** EDTA
- Se obtiene **SANGRE TOTAL ANTICOAGULADA**
- **ANÁLISIS:** Hematología, VSG y hemoglobina glicada



VERDE

- **ADITIVO:** Heparina
- Se obtiene **SANGRE TOTAL ANTICOAGULADA**
- **ANÁLISIS:** determinaciones bioquímicas y algunas técnicas especiales.



CELESTE

- **ADITIVO:** Citrato trisódico
- Se obtiene **PLASMA**
- **ANÁLISIS:** coagulación y control de la coagulación